



Safety Information for IDEXX inVue Dx* QuickPrep Kit Sample Tubes (45-0039723-01, 45-0039724-00, 45-0039725-00) and Blood Morphology Reagent Cap (32-0039719-00)



Choose your language

Choisissez votre langue

Scegli la lingua

Seleccione su idioma

Wählen Sie Ihre Sprache aus

Seleccione su idioma

Wybierz język

Kies je taal

Zvolte jazyk

选择你的语言

選擇您的語言

언어를 선택하세요

เลือกภาษาของท่าน

言語を選択してください

English	Español	Polski	한국
Français	Português do Brasil	简体中文	ภาษาไทย
Italiano	Čeština	繁體中文	日本語
Deutsch	Nederlands		

Safety Information for IDEXX inVue Dx* QuickPrep Kit Sample Tubes (45-0039723-01, 45-0039724-00, 45-0039725-00) and Blood Morphology Reagent Cap (32-0039719-00)



Sample tube



Reagent cap

Part number(s)	Safety codes	Hazard statement	Prevention	Response	Storage	Disposal
IDEXX inVue Dx* Ear Cytology QuickPrep Kit Sample Tubes 45-0039723-01	H317; P231; P272; P280; P302 + P350; P333 + P313; P363	May cause an allergic skin reaction.	Avoid opening the cap so that you do not breathe any mist/vapors. Wear protective gloves.	If contact with skin occurs, wash affected area with soap and water. Wash contaminated clothing before reuse.	Store at room temperature.	Dispose of contents/ container in accordance with local/regional/national/ international regulations.
IDEXX inVue Dx* Blood Morphology QuickPrep Kit Sample Tubes 45-0039724-00						
IDEXX inVue Dx* FNA Cytology QuickPrep Kit Sample Tubes 45-0039725-00						
IDEXX inVue Dx* Blood Morphology QuickPrep Kit Reagent Caps 32-0039719-00	H341; P201; P202; P280; P308 + P313; P405; P501	Suspected of causing genetic defects.	Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Wear protective gloves/ protective clothing/eye protection.	If exposed or concerned, get medical attention.	Store locked up.	Dispose of contents/ container in accordance with local/regional/national/ international regulations.

Note: Reagent caps and sample tubes should be used from the same packaging and not mixed between kits.

If you have questions about this letter or additional safety concerns, email productcompliance@idexx.com.
For other product-related questions, please reach out to your local customer support team.

Informations relatives à la sécurité des tubes à échantillons du kit IDEXX inVue Dx* QuickPrep (45-0039723-01, 45-0039724-00, 45-0039725-00) et du bouchon de réactif pour morphologie sanguine (32-0039719-00)



Tube à échantillons



Bouchon de réactif

Numéro de référence	Codes de sécurité	Mention de danger	Prévention	Réponse	Stockage	Élimination
<p>Tubes à échantillons du kit X inVue Dx* QuickPrep pour cytologie auriculaire 45-0039723-01</p> <p>IDEXX inVue Dx* Tubes à échantillons du kit QuickPrep pour morphologie sanguine 45-0039724-00</p> <p>Tubes à échantillons du kit IDEXX inVue Dx* QuickPrep pour cytologie par AAF 45-0039725-00</p>	H317; P231; P272; P280; P302 + P350; P333 + P313; P363	Peut causer une réaction allergique cutanée.	<p>Éviter d'ouvrir le bouchon afin de ne pas respirer de vapeurs.</p> <p>Porter des gants de protection.</p>	<p>En cas de contact avec la peau, laver la zone touchée avec du savon et de l'eau.</p> <p>Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.</p>	Conserver à température ambiante.	Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations locales/régionales/nationales/internationales
<p>IDEXX inVue Dx* Bouchons de réactifs du kit QuickPrep pour morphologie sanguine 32-0039719-00</p>	H341; P201; P202; P280; P308 + P313; P405; P501	Susceptible de provoquer des anomalies génétiques.	<p>Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.</p> <p>Porter des gants/vêtements/lunettes de protection.</p>	En cas d'exposition prouvée ou suspectée, consulter un médecin.	Garder sous clef.	Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations locales/régionales/nationales/internationales

Remarque : les bouchons de réactifs et les tubes à échantillons doivent provenir du même emballage et ne doivent pas être mélangés entre plusieurs kits.

Si vous avez des questions à propos sur ce document ou des préoccupations supplémentaires en matière de sécurité, envoyez un email à productcompliance@idexx.com. Pour toute autre question relative au produit, veuillez contacter l'équipe de votre support technique local.

Informazioni sulla sicurezza per il kit provette IDEXX inVue Dx* QuickPrep (45-0039723-01, 45-0039724-00, 45-0039725-00) e Tappo del reagente per morfologia del sangue (32-0039719-00)



Provetta Tappo del reagente

Codice articolo	Codici di sicurezza	Indicazioni di pericolo	Prevenzione	Risposta	Conservazione	Smaltimento
Kit provette IDEXX inVue Dx* QuickPrep per la citologia dell'orecchio 45-0039723-01	H317; P231; P272; P280; P302 + P350; P333 + P313; P363	Può causare una reazione allergica della pelle.	Evitare di aprire il tappo per non respirare vapori/esalazioni. Indossare i guanti protettivi.	In caso di contatto con la pelle, lavare la zona interessata con acqua e sapone. Lavare i vestiti contaminati prima del riutilizzo.	Conservare a temperatura ambiente.	Smaltire il prodotto/ recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/ internazionale
IDEXX inVue Dx* Kit provette QuickPrep per la morfologia del sangue 45-0039724-00						
Kit provette IDEXX inVue Dx* QuickPrep per citologia agoaspirato (FNA) 45-0039725-00						
IDEXX inVue Dx* QuickPrep kit tappi del reagente per la morfologia del sangue 32-0039719-00	H341; P201; P202; P280; P308 + P313; P405; P501	Può i causare alterazioni genetiche.	Prima di maneggiare si prega di leggere attentamente le avvertenze. Indossare guanti, indumenti e occhiali protettivi.	In caso di esposizione o di presunta esposizione, consultare un medico.	Conservare sotto chiave.	Smaltire il prodotto/ recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/ internazionale

Nota: I tappi del reagente e le provette in uso devono provenire dalla stessa confezione. Non combinare kit diversi.

Per qualsiasi domanda sulla presente informativa o per qualsiasi ulteriore problema di sicurezza, inviare una e-mail all'indirizzo productcompliance@idexx.com.
Per altre domande relative al prodotto, contattare l'assistenza clienti di zona.

Sicherheitshinweise für IDEXX inVue Dx* QuickPrep Kit Probenröhrchen (45-0039723-01, 45-0039724-00, 45-0039725-00) und Blutmorphologie-Reagenzienkappe (32-0039719-00)



Probenröhrchen Reagenzienkappe

Artikelnummer	Sicherheitscode	Gefahrenhinweis	Prävention	Maßnahmen	Lagerung	Entsorgung
IDEXX inVue Dx* QuickPrep Kit Ohrzytologie-Probenröhrchen 45-0039723-01	H317; P231; P272; P280; P302 + P350; P333 + P313; P363	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.	Vermeiden Sie es, die Kappe zu öffnen, damit Sie keine Dämpfe/Gase einatmen. Schutzhandschuhe tragen.	Waschen Sie bei Hautkontakt den betroffenen Bereich mit Seife und Wasser. Waschen Sie kontaminierte Bekleidungsstücke, bevor Sie sie erneut tragen.	Bei Raumtemperatur aufbewahren.	Inhalt/Behälter gemäß den lokalen / regionalen / nationalen / internationalen Richtlinien entsorgen
IDEXX inVue Dx* QuickPrep Kit Blutmorphologie-Proberöhrchen 45-0039724-00						
IDEXX inVue Dx* QuickPrep Kit FNA-Zytologie-Probenröhrchen 45-0039725-00						
IDEXX inVue Dx* QuickPrep Kit Blutmorphologie-Reagenzienkappen 32-0039719-00	H341; P201; P202; P280; P308 + P313; P405; P501	Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.	Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen. Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz tragen.	Bei Exposition oder falls betroffen: Ärztliche Hilfe hinzuziehen.	Unter Verschluss aufbewahren.	Inhalt/Behälter gemäß den lokalen / regionalen / nationalen / internationalen Richtlinien entsorgen

Hinweis: Reagenzienkappen und Probenröhrchen sollten aus derselben Verpackung verwendet und nicht aus verschiedenen Kits gemischt werden.

Sollten Sie Fragen zu diesem Dokument oder weitere Sicherheitsbedenken haben, senden Sie eine E-Mail an productcompliance@idexx.com.
Für alle weiteren Fragen bezüglich des Produkts, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst vor Ort.

Información sobre seguridad para el uso de los tubos de muestra del kit IDEXX inVue Dx* QuickPrep (45-0039723-01, 45-0039724-00, 45-0039725-00) y Tapón del reagente de morfología sanguínea (32-0039719-00)



Tubo de muestra Tapón del reactivo

Número de parte	Códigos de seguridad	Indicaciones de peligro	Precauciones	Respuesta	Almacenamiento	Eliminación
Tubos de muestra para el kit de citología de oído IDEXX inVue Dx* QuickPrep 45-0039723-01	H317; P231; P272; P280; P302 + P350; P333 + P313; P363	Puede causar una reacción alérgica en la piel.	No abra la tapa para evitar inhalar cualquier tipo de vapor. Use guantes de protección.	Si entra en contacto con la piel, lave la zona afectada con agua y jabón. Lave la ropa contaminada antes de volver a utilizarla.	Almacene el producto a temperatura ambiente.	Desechar el contenido/ recipiente de acuerdo con las normativas locales/ regionales/nacionales/ internacionales.
IDEXX inVue Dx* Tubos de muestra para el kit de morfología sanguínea QuickPrep 45-0039724-00						
Tubos de muestra para el kit de citología de PAAF IDEXX inVue Dx* QuickPrep 45-0039725-00						
IDEXX inVue Dx* Tapones para reactivos de morfología sanguínea QuickPrep 32-0039719-00	H341; P201; P202; P280; P308 + P313; P405; P501	Se sospecha que causa defectos genéticos.	No manipule el producto sin antes leer y comprender todas las advertencias de seguridad. Utilice guantes, ropa de protección y accesorios de seguridad para los ojos.	En caso de exposición o si sospecha de exposición, acuda a un médico.	Guarde el producto bajo llave.	Desechar el contenido/ recipiente de acuerdo con las normativas locales/ regionales/nacionales/ internacionales.

Nota: Los tapones para reactivos y los tubos de muestra se deben utilizar con el mismo envase y no se deben mezclar los kits.

Si tiene alguna duda sobre este documento u otras cuestiones relacionadas con la seguridad del producto, envíe un correo electrónico a productcompliance@idexx.com. Para cualquier otra duda relacionada con el producto, póngase en contacto con su equipo local de servicio técnico.

Veiligheidsinformatie voor monsterbuisjes van de IDEXX inVue Dx* QuickPrep-kit (45-0039723-01, 45-0039724-00, 45-0039725-00) en Bloedmorfologie reagensdop (32-0039719-00)



Monsterbuisje



Reagensdop

Artikelnummer	Sicherheitscode	Gefahrenhinweis	Prävention	Maßnahmen	Lagerung	Entsorgung
Monsterbuisjes van de IDEXX inVue Dx* Oorcytologie QuickPrep-kit 45-0039723-01	H317; P231; P272; P280; P302 + P350; P333 + P313; P363	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.	De dop niet opendraaien, om het inademen van dampen te vermijden. Beschermdende handschoenen dragen.	Mocht uw huid in aanraking komen met de vloeistof, was dan het getroffen gedeelte goed met water en zeep. Was besmette kleding altijd voordat u die weer gaat gebruiken.	Bewaren bij kamertemperatuur.	Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving.
IDEXX inVue Dx* Monsterbuisjes van de bloedmorfologie QuickPrep-kit 45-0039724-00						
Monsterbuisjes van de IDEXX inVue Dx* FNA Cytologie QuickPrep-kit 45-0039725-00						
IDEXX inVue Dx* Reagensdopjes van de bloedmorfologie QuickPrep-kit 32-0039719-00	H341; P201; P202; P280; P308 + P313; P405; P501	Verdacht van het veroorzaken van genetische afwijkingen.	Niet gebruiken voordat alle veiligheidsmaatregelen zijn gelezen en begrepen. Beschermdende handschoenen/ beschermdende kleding/ oogbescherming dragen.	Bij blootstelling of zorgen: medische hulp inroepen.	In afgesloten ruimte bewaren.	Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving.

Opmerking: Gebruik reagensdopjes en monsterbuisjes uit dezelfde verpakking, niet uit verschillende kits.

Als u vragen heeft over deze brief of als u aanvullende veiligheidsproblemen heeft, kunt u een e-mail sturen naar productcompliance@idexx.com.
Voor andere productgerelateerde vragen kunt u contact opnemen met uw lokale klantenondersteuning.

Informações de segurança do Kit de tubos de amostra IDEXX inVue Dx* QuickPrep (45-0039723-01, 45-0039724-00, 45-0039725-00) e da Tampa para reagentes de morfologia sanguínea (32-0039719-00)



Tubo de amostra



Tampa para reagentes

Número de partida	Códigos de segurança	Declaração de Risco	Prevenção	Resposta	Armazenamento	Descarte
Kit de tubos de amostra para citologia de ouvido IDEXX inVue Dx* QuickPrep 45-0039723-01	H317; P231; P272; P280; P302 + P350; P333 + P313; P363	Pode causar uma reação alérgica na pele.	Evite abrir a tampa para não respirar gases/vapores. Use luvas de proteção.	Se ocorrer o contato com a pele, lave a área afetada com sabão e água. Lave as roupas contaminadas antes de usá-las novamente.	Armazenar em temperatura ambiente.	Descarte o conteúdo/ recipiente de acordo com os regulamentos locais/ regionais/nacionais/ internacionais
IDEXX inVue Dx* Kit de tubos de amostra para morfologia sanguínea IDEXX inVue Dx* QuickPrep 45-0039724-00						
Kit de tubos de amostra para citologia FNA IDEXX inVue Dx* QuickPrep 45-0039725-00						
IDEXX inVue Dx* Tampa para reagentes de morfologia sanguínea IDEXX inVue Dx* QuickPrep 32-0039719-00	H341; P201; P202; P280; P308 + P313; P405; P501	Há suspeita de causar defeitos genéticos.	Não manusear até que todas as precauções de segurança sejam lidas e compreendidas. Use luvas de proteção/ roupas protetoras/proteção ocular.	Se exposto ou estiver preocupado, procure orientação médica.	Armazenar em local trancado.	Descarte o conteúdo/ recipiente de acordo com os regulamentos locais/ regionais/nacionais/ internacionais

Observação: Use as tampas para reagentes e os tubos de amostra sempre da mesma embalagem, não misturados entre os kits.

Se tiver dúvidas sobre estas instruções ou questões de segurança adicionais, envie um e-mail para productcompliance@idexx.com.
Para outras perguntas relacionadas ao produto, entre em contato com sua equipe de suporte técnico local.

Bezpečnostní informace pro zkumavky soupravy pro vzorek IDEXX inVue Dx* QuickPrep (45-0039723-01, 45-0039724-00, 45-0039725-00) a uzávěr činidla pro morfologii krve (32-0039719-00)

Zkumavka na vzorek



Uzávěr činidla

Číslo dílu	Bezpečnostní kódy	Bezpečnostní upozornění	Prevence	Reakce	Uchovávání	Likvidace
Zkumavky soupravy se vzorkem pro cytologii ucha IDEXX inVue Dx* QuickPrep 45-0039723-01 IDEXX inVue Dx* Zkumavky soupravy pro vzorek morfologie krve QuickPrep 45-0039724-00 Zkumavky soupravy pro vzorek cytologie FNA IDEXX inVue Dx* FNA QuickPrep 45-0039725-00	H317; P231; P272; P280; P302 + P350; P333 + P313; P363	Může vyvolat alergickou kožní reakci.	Neotvírejte víčko, abyste se nenadýchali výparů. Noste ochranné rukavice.	Při kontaktu s pokožkou umyjte postižené místo vodou a mýdlem. Kontaminovaný oděv před opakovaným použitím vyperte.	Skladujte při pokojové teplotě.	Obsah/kontejner zlikvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy
IDEXX inVue Dx* Uzávěry činidla soupravy pro morfologii krve QuickPrep 32-0039719-00	H341; P201; P202; P280; P308 + P313; P405; P501	Podezření, že může způsobit genetické poškození.	Nepoužívejte, dokud si nepřectete všechna bezpečnostní opatření a neporozumíte jim. Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle	Při vystavení kontaminaci nebo obavách, vyhledejte lékařskou pomoc.	Skladujte uzamčené.	Obsah/kontejner zlikvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy

Poznámka: Uzávěry činidel a zkumavky na vzorky by měly být použity ze stejného balení a neměly by se mezi soupravami míchat.

Pokud máte dotazy k tomuto dokumentu nebo další obavy o bezpečnost, zašlete e-mail na productcompliance@idexx.com.
V případě dalších dotazů týkajících se výrobku se obraťte na místní tým zákaznické podpory.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa zestawu probówek IDEXX inVue Dx* QuickPrep (45-0039723-01, 45-0039724-00, 45-0039725-00) i Zatycki na odczynniki do oznaczania morfologii krwi (32-0039719-00)



Probówka



Zatyczka na odczynnik

Numer katalogowy	Kody bezpieczeństwa	Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia	Zapobieganie	Reagowanie	Przechowywanie	Utylizacja
Zestaw probówek IDEXX inVue Dx* QuickPrep do cytologii z ucha 45-0039723-01	H317; P231; P272; P280; P302 + P350; P333 + P313; P363	Może powodować reakcję alergiczną skóry.	Unikać otwierania zatyczki, aby nie wdychać zawiesiny/oparów. Nosić rękawice ochronne.	W przypadku kontaktu ze skórą: umyć zanieczyszczoną powierzchnię mydłem i wodą. Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.	Przechowywać w temperaturze pokojowej.	Zawartość/pojemnik zutylizować zgodnie z przepisami lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi
IDEXX inVue Dx* Zestaw probówek QuickPrep do morfologii krwi 45-0039724-00						
Zestaw probówek IDEXX inVue Dx* QuickPrep do cytologii FNA 45-0039725-00						
IDEXX inVue Dx* Zestaw zatycki na odczynniki QuickPrep do oznaczania morfologii krwi 32-0039719-00	H341; P201; P202; P280; P308 + P313; P405; P501	Podjeżewa się, że powoduje wady genetyczne.	Nie używać bez uprzedniego przeczytania i zrozumienia wszystkich zaleceń dotyczących środków ostrożności. Nosić rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu.	W przypadku narażenia lub styczności: zgłosić się pod opiekę lekarza.	Przechowywać pod zamknięciem.	Zawartość/pojemnik zutylizować zgodnie z przepisami lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi

Uwaga: Używać zatycki na odczynniki i próbek z tego samego opakowania i nie wymieniać ich między zestawami.

W przypadku pytań dotyczących tego dokumentu lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa prosimy o kontakt pod adresem productcompliance@idexx.com.
W przypadku innych pytań dotyczących produktu prosimy o kontakt z lokalnym zespołem obsługi klienta.

IDEXX inVue Dx* QuickPrep 키트 검체 튜브 안전 정보
 (45-0039723-01, 45-0039724-00, 45-0039725-00) 및
 혈액 형태학 시약 캡 (32-0039719-00)



부품 번호	안전 코드	유해/위험	예방 조치	응급 조치	보관/저장	폐기 처분
IDEXX inVue Dx* 귀 세포검사 QuickPrep 키트 검체 튜브 45-0039723-01 IDEXX inVue Dx* 혈액 형태학 QuickPrep 키트 검체 튜브 45-0039724-00 IDEXX inVue Dx* 세침흡인 세포검사 QuickPrep 키트 검체 튜브 45-0039725-00	H317; P231; P272; P280; P302 + P350; P333 + P313; P363	알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있습니다.	미스트/증기를 흡입하지 않도록 캡을 열지 마십시오. 보호 장갑을 착용하십시오.	피부에 닿으면 해당 부위를 비누와 물로 씻으십시오. 재사용 전에 오염된 의복을 세탁하십시오.	상온에 보관하십시오.	관련 법규에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오.
IDEXX inVue Dx* 혈액 형태학 QuickPrep 키트 시약 캡 32-0039719-00	H341; P201; P202; P280; P308 + P313; P405; P501	유전적 결함 유발 가능성이 의심됩니다.	취급 전에 모든 안전 주의 사항을 읽고 이해하십시오. 보호 장갑/보호복/눈 보호 장비를 착용하십시오.	노출되었거나 노출이 우려될 경우, 의학적인 조치/조언을 받으십시오.	잠금 상태로 보관하십시오.	관련 법규에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오.

참고: 시약 캡과 검체 튜브는 동일한 포장에서 꺼내 사용해야 하며, 카트 간에 혼합해서는 안 됩니다.

본 문서의 내용에 대해 궁금한 점이 있으시거나 다른 안전 관련 우려 사항이 있는 경우 productcompliance@idexx.com 으로 이메일을 보내주십시오. 기타 제품 관련 문의 사항은 해당 지역 고객 지원 팀으로 문의해 주시기 바랍니다.

ข้อมูลความปลอดภัยสำหรับหลอดตัวอย่างชุด QuickPrep สำหรับตรวจด้วยเครื่อง IDEXX inVue Dx*
(45-0039723-01, 45-0039724-00, 45-0039725-00) และ
ฝาปิด Reagent สำหรับตรวจรูปร่างของเลือด (32-0039719-00)



หมายเลขชิ้นส่วน	รหัสความปลอดภัย	ข้อความแสดงความเป็นอันตราย	การป้องกัน	การตอบสนอง	การเก็บรักษา	การกำจัด
<p>หลอดตัวอย่างชุด QuickPrep สำหรับตรวจทางเซลล์วิทยาจากหู ด้วยเครื่อง IDEXX inVue Dx* 45-0039723-01</p> <p>IDEXX inVue Dx* หลอดตัวอย่างชุด QuickPrep สำหรับตรวจรูปร่างเม็ดเลือด 45-0039724-00</p> <p>หลอดตัวอย่างชุด QuickPrep สำหรับตรวจทางเซลล์วิทยา (FNA) ด้วยเครื่อง IDEXX inVue Dx* 45-0039725-00</p>	H317; P231; P272; P280; P302 + P350; P333 + P313; P363	อาจทำให้เกิดการแพ้บริเวณผิวหนัง	หลีกเลี่ยงการเปิดฝาเพื่อไม่ให้หายใจเอาควัน/ไอระเหยเข้าไป สวมใส่ถุงมือป้องกัน	หากมีการสัมผัสกับผิวหนัง ให้ล้างบริเวณที่สัมผัสด้วยสบู่และน้ำ ให้ล้างเสื้อผ้าที่เปื้อนก่อนนำมาใช้ใหม่	จัดเก็บในอุณหภูมิห้อง	การกำจัดสารเคมี/ภาชนะบรรจุ ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น/ภูมิภาค/ระดับชาติ/ระหว่างประเทศ
IDEXX inVue Dx* ฝาปิด Reagent ชุด QuickPrep สำหรับตรวจรูปร่างเม็ดเลือด 32-0039719-00	H341; P201; P202; P280; P308 + P313; P405; P501	อาจมีส่วนก่อให้เกิดความผิดปกติทางพันธุกรรม	ห้ามใช้งานจนกว่าจะอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยทั้งหมด สวมถุงมือป้องกัน/เสื้อผ้าป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา	หากสัมผัสสารหรือมีข้อกังวล ให้ไปพบแพทย์	จัดเก็บโดยปิดลิ้น	การกำจัดสารเคมี/ภาชนะบรรจุ ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น/ภูมิภาค/ระดับชาติ/ระหว่างประเทศ

หมายเหตุ: ควรใช้ฝาปิด Reagent และหลอดตัวอย่างจากบรรจุภัณฑ์เดียวกัน อย่าใช้สลับกันระหว่างชุด

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้หรือมีความกังวลด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม ให้ส่งอีเมลไปที่ productcompliance@idexx.com.
สำหรับคำถามอื่นๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โปรดติดต่อทีมดูแลลูกค้าท้องถิ่นของคุณ

IDEXX inVue Dx* QuickPrep 套组样本管安全信息 (45-0039723-01, 45-0039724-00, 45-0039725-00) 以及 血液形态学检查试剂盖 (32-0039719-00)




产品编号	安全代码	危险性说明	预防措施	事故响应	储存	废弃处置
IDEXX inVue Dx* 耳部细胞学检查 QuickPrep 套组样本管 45-0039723-01	H317; P231; P272; P280; P302 + P350; P333 + P313; P363	可能引起皮肤过敏反应。	避免打开盖子, 以免吸入任何雾气/蒸汽。 佩戴防护手套。	如果发生皮肤接触, 请用肥皂和水清洗患处。 再次使用之前, 请清洗受污染的衣服。	在室温下储存。	依照當地/地區/國家/國際法規丟棄內容物/容器
IDEXX inVue Dx* 血液形态学检查 QuickPrep 套组样本管 45-0039724-00						
IDEXX inVue Dx* 细针吸取 (FNA) 细胞学检查 QuickPrep 套组样本管 45-0039725-00						
IDEXX inVue Dx* 血液形态学检查 QuickPrep 套组试剂盖 32-0039719-00	H341; P201; P202; P280; P308 + P313; P405; P501	怀疑会导致遗传性缺陷。	未阅读和理解所有安全注意事项之前, 禁止操作。 穿戴防护服/防护手套/护目镜。	如接触到或有疑虑, 请就医。	存放处须上锁。	依照當地/地區/國家/國際法規丟棄內容物/容器

注意: 应使用同一包装内的试剂盖和样本管, 切勿混用不同套组的试剂盖和样本管。

如果您对本说明存有任何疑问或有其他安全疑虑, 请发送电子邮件至 productcompliance@idexx.com。与产品相关的其他问题, 请联系您当地的客户支持团队。

IDEXX inVue Dx* 套組樣本試管安全資訊
(45-0039723-01, 45-0039724-00, 45-0039725-00) 以及
血液形態學檢查試劑蓋 (32-0039719-00)



物件編號	安全代碼	危害聲明	預防	反應	儲存	處置
IDEXX inVue Dx* 耳部細胞學檢查 QuickPrep 樣本試管 45-0039723-01	H317; P231; P272; P280; P302 + P350; P333 + P313; P363	可能引起皮膚過敏反應。	避免打開蓋子，這樣您才不會吸入任何噴霧/蒸氣。 穿戴防護手套。	若與皮膚接觸，請用肥皂和水清洗接觸區域。 重新使用前請清洗受到汙染的衣物。	室溫下儲存。	依照當地/地區/國家/國際法規丟棄內容物/容器
IDEXX inVue Dx* 血液形態學檢查 QuickPrep 套組樣本試管 45-0039724-00						
IDEXX inVue Dx* 細針 穿刺 (FNA) 細胞學檢查 QuickPrep 套組樣本試管 45-0039725-00						
IDEXX inVue Dx* 血液形態學檢查 QuickPrep 套組試劑蓋 32-0039719-00	H341; P201; P202; P280; P308 + P313; P405; P501	懷疑會導致基因缺陷。	未閱讀和理解全部安全注意事項之前，禁止操作。 穿戴防護手套/防護服/護目鏡。	如果接觸到或有疑慮，請就醫。	上鎖儲存。	依照當地/地區/國家/國際法規丟棄內容物/容器

注意：應使用同一包裝中的試劑蓋和樣本試管，請勿混用不同套組的試劑蓋和樣本試管。

如果您對此說明有任何疑問或其他安全疑慮，請寫電子郵件至 productcompliance@idexx.com。其他產品相關問題，請洽詢您當地的客戶支援團隊。

IDEXX inVue Dx* QuickPrep キット サンプルチューブの安全対策情報 (45-0039723-01、45-0039724-00、45-0039725-00) および 血液形態試薬カプセル (32-0039719-00)



部品番号	安全規格	危険有害性情報	予防	対応	保管	廃棄
IDEXX inVue Dx* 耳細胞診 QuickPrep キットサンプルチューブ 45-0039723-01	H317; P231; P272; P280; P302 + P350; P333 + P313; P363	アレルギー性皮膚反応を引 き起こすおそれがあります。	ミストや蒸気の吸い込みを防 ぐために、カプセルを開けな いでください。 保護手袋を着用すること。	皮膚に接触した場合は石け んと水で洗ってください。 汚染した衣類を再使用する 場合は洗濯をしてください。	常温で保管できま す。	内容物や容器は、地域、 国、国際的な規制に従 って廃棄してください。
IDEXX inVue Dx* 血液形態 QuickPrep キットサンプルチューブ 45-0039724-00						
IDEXX inVue Dx* 穿刺吸引細胞診 QuickPrep キット サンプルチューブ 45-0039725-00						
IDEXX inVue Dx* 血液形態 QuickPrep キット試薬カプセル 32-0039719-00	H341; P201; P202; P280; P308 + P313; P405; P501	遺伝子異常を引き起こす可 能性があります。	すべての安全注意を読み理 解するまで、取り扱わないで ください。 保護手袋/保護服/保護眼鏡 を着用してください。	暴露またはその懸念がある 場合は、医師の治療を受けて ください。	施錠して保管して ください。	内容物や容器は、地域、 国、国際的な規制に従 って廃棄してください。

注意: 試薬カプセルとサンプルチューブは同じパッケージのものを使用し、キット間で混ぜないでください。

この文書または追加の安全上の問題についてご質問がある場合は、productcompliance@idexx.comまで電子メールをお送りください。
製品に関するその他の質問については、[アイデックス テクニカルサポート](#)へお問い合わせください。